


BIOTEC LASERS POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.  
80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 2 lok. 1/1  
NIP 9571060112, REGON 221525852, KRS 0000594417  
Tel. 58 355 00 45 [biuro@biotecpolska.pl](mailto:biuro@biotecpolska.pl)



## FUSIOMED ICE SPECYFIKACJA TECHNICZNA

FUSIOMED ICE jest zaawansowanym urządzeniem medycznym do diatermii, sonotermolipolizy oraz kriolipolizy, do zastosowania w zabiegach medycyny i kosmetologii estetycznej.

Aparat jest wyposażony w następujące głowice:

- a) 1 szt. Fala radiowa monopolarna + kawitacja ultradźwiękowa niskiej częstotliwości (ciało): do zaawansowanych zabiegów wyszczuplających, ujędrniających i antycellulitowych;
- b) 1 szt. Fala radiowa monopolarna + fala radiowa tripolarna + masaż próżniowy (ciało): do ujędrniania skór poluznionych;
- c) 2 szt. Krio Lipo Ice Combo (ciało): do niechirurgicznej lipolizy tkanki tłuszczowej;
- d) 1 szt. Fala radiowa monopolarna + fala radiowa bipolarna + masaż próżniowy (twarz) + C.I.T. (RF frakcyjny): do zabiegów odmładzających (modelowanie/lifting).

Fala radiowa monopolarna: modulowana od 300 kHz do 1 MHz

Fala radiowa tripolarna: 850 kHz

Energia nominalna RF: do 350 W

Ultradźwięki: 28 kHz

Energia nominalna ultradźwięki: do 100 W

Krio: -10 st. C

Vacuum/próżnia: 40 L/min

Wymiary: 740 x 560 x 300 mm

Waga: 30 kg

Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz

Producentem aparatu jest:

Biotec Italia SRL

V.le della Repubblica 20

36031 Dueville (VI)

[www.biotecitalia.com](http://www.biotecitalia.com)

Wyłącznym dystrybutorem aparatury Biotec Italia w Polsce jest:

Biotec Lasers Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Trzy Lipy 2 lok. 1/1

80-172 Gdańsk

NIP 9571060112, Regon 221525852, KRS 0000594417

[www.biotecpolska.pl](http://www.biotecpolska.pl)