

BIOTEC LASERS POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.
80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 2 lok. 1/1
NIP 9571060112, REGON 221525852, KRS 0000594417
Tel. 58 355 00 45 biuro@biotecpolska.pl



INTRAJECT SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cechy ogólne

Zasilanie	100-230V - 50/60 Hz
Pobór mocy	160 W (tryb operacyjny)
Wymiary	400 (wys.) x 400 (głęb.) x 220 (szer.) mm
Bezpieczniki	2 x 2AF 250V
Kategoria	Aparatura do medycyny estetycznej, której działanie jest oparte na technologii plazmy azotowej, RF frakcyjnego oraz elektroporacji, do głębokiej regeneracji skóry

Mezoterapia PW i RW

Częstotliwość RW	500 kHz
Moc energii RW (max)	50 W
Działanie RW	Ciągłe
Częstotliwość PW	1 kHz
Moc PW (max)	10 W
Tryb pracy	Impulsowy (3 s impuls, 0,3 s przerwa)

Energia plazmowa

Częstotliwość pracy generatora	87,8 kHz
Maksymalna moc generatora	60 W
Tryb pracy	Ciągły

Producentem aparatu jest:

Biotec Italia SRL
V.le della Repubblica 20
36031 Dueville (VI)
www.biotecitalia.com

Wyłącznym dystrybutorem aparatury Biotec Italia w Polsce jest:

Biotec Lasers Polska Sp. z o.o. Sp. k.
Trzy Lipy 2 lok. 1/1
80-172 Gdańsk
NIP 9571060112, Regon 221525852, KRS 0000594417
www.biotecpolska.pl